






**COMPONENTEN EN MATERIALEN**

- Hoofdgedeelte - Gemaakt van sterk ABS-plastic. De unit is voorzien van een centraal kijkglas van acryl. De capaciteit van de unit is 1.100 ml.
- Ventiel - Uitgerust met automatische sensor, "contactloos" systeem. Ontworpen en getest om druppelen van zeep te voorkomen. Corrosiebestendig ABS intern ventiel.
- Bevestigingsset: een sleutel om het deksel te openen, vier luggen van 6 mm, vier schroeven van 4 mm.

**MONTAGE**

Bevestig de dispenser aan de muur met behulp van de meegeleverde schroeven, door de gaten aan de achterkant, volg altijd stap voor stap de montage-instructies die u vindt in de "Instalatie- en montagehandleiding" die bij de unit is geleverd.

**AFMETING****IN GEBRUIK NAME**

Om de dispenser te vullen, opent u het deksel en voert u het gel-desinfectiemiddel direct in. Elke keer dat het hervulproces is voltooid, drukt u herhaaldelijk op de knop van de binnenfles zodat het desinfectiemiddel naar de klep stroomt. Plaats uw hand onder de sensor voor een dosering van 1 ml. Als de handen niet worden verwijderd, stopt de dispenser automatisch na 10 doseringen. Het display geeft aan wanneer het nodig is om de dispenser bij te vullen. De dispenser werkt op 4 AA-LR4 1.5 batterijen met een levensduur van ca. 60.000 cycli.