

COMPONENTEN EN MATERIALEN

- Hoofdbehuizing - Gemaakt van staal met verfcoating ontworpen voor intensief gebruik in de kleur - RAL 9005)
De drie onderdelen dient u samen te stellen met de meegeleverde hardware. De basis (6 kg) heeft 4 gaten om de standaard aan de vloer te bevestigen.
- Bevestigingsset - Bevat 2 M6x35 mm schroeven, 2 M6x25 mm schroeven en zelfborgende moeren.

IN GEBRUIK NAME

- Plaats de stand op een zichtbare en toegankelijke plaats voor het publiek.
- Plaats uw hand onder de sensor voor een dosering van 1ml. Als de handen niet worden verwijderd, stopt de dispenser na 10 doseringen.
- Om de dispenser te vullen, opent u het deksel en voert u het gel-desinfectiemiddel direct in. Elke keer dat het hervulproces is voltooid, drukt u herhaaldelijk op de knop van de binnenfles zodat het desinfectiemiddel naar de klep stroomt. Plaats uw hand onder de sensor voor een dosering van 1 ml. Als de handen niet worden verwijderd, stopt de dispenser automatisch na 10 doseringen. Het display geeft aan wanneer het nodig is om de dispenser bij te vullen. De dispenser werkt op 4 AA-LR4 1.5 batterijen met een levensduur van ca. 60.000 cycli.

AFMETING

